

THERAGUN Prime

Charging Stand

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every**body**.

THERAGUN
by **Therabody**




@Therabody

Dovozce | Dovožca | Importőr | Importator:

Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika

Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.
Záruka sa na mechanické poškodenie nevztahuje.
A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
Garanția nu acoperă daunele mecanice.


Nabíjecí stojan Theragun Prime



Theragun Prime není součástí nabíjecího stojanu.

2

Nabíjení zařízení Theragun Prime




1. Zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu nabíjecího stojanu.
2. Vypněte přístroj Theragun Prime.
3. Umístěte přístroj Theragun Prime do kolébky nabíjecího stojánu a zatlačte na něj dopředu, dokud nebude zcela zasunut.
4. Když kontrolky LED baterie blikají, váš přístroj Theragun Prime se nabíjí.
5. Váš přístroj Theragun Prime je plně nabitý, když svítí všechny tři kontrolky LED.

Zařízení Theragun Prime může zůstat v nabíjecím stojanu i po úplném nabití.

3


Nabíjací stojan Theragun Prime



Theragun Prime nie je súčasťou nabíjacieho stojana.

4

Nabíjanie zariadenia Theragun Prime




1. Zapojte napájací adaptér do nabíjacieho portu nabíjacieho stojana.
2. Vypnite zariadenie Theragun Prime.
3. Umiestnite zariadenie Theragun Prime do kolísky nabíjacieho stojana a zatlačte ho dopredu, kým nebude úplne zasunuté.
4. Váš Theragun Prime sa nabíja, keď blikajú kontrolky batérie.
5. Váš Theragun Prime je plne nabitý, keď svietia všetky tri kontrolky LED.

Zariadenie Theragun Prime môže zostať v nabíjacom stojanu i po úplnom nabití.

5


Theragun Prime töltőállvány



A Theragun Prime nem tartozik a töltőállványhoz.

6

A Theragun Prime töltése




1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltőállvány töltőportjához.
2. Kapcsolja ki a Theragun Prime készüléket.
3. Helyezze a Theragun Prime készüléket a töltőállvány bőlcsőjébe, és nyomja előre, amíg teljesen be nem illeszti.
4. A Theragun Prime töltődik, amikor az akkumulátor LED-ek villognak.
5. A Theragun Prime teljesen feltöltött, ha mindhárom LED- lámpa világít.

A Theragun Prime a töltőállványban maradhat akkor is, ha teljesen fel van töltve.

7


Suport de încărcare Theragun Prime Charging Stand



Theragun Prime nu este inclus cu suportul de încărcare.

8

Încărcarea dispozitivului Theragun Prime



1. Conectați adaptorul de alimentare la portul de încărcare al suportului de încărcare.
2. Oprăți Theragun Prime.
3. Așezați Theragun Prime în suportul suportului de încărcare și împingeți-l înainte până când este introdus complet.
4. Theragun Prime se încarcă atunci când LED-urile bateriei clipește.
5. Theragun Prime este complet încărcat atunci când toate cele trei lumini LED sunt aprinse.

Theragun Prime poate rămâne în suportul de încărcare chiar și atunci când este complet încărcat.

9