

Náhradní přísavné elektrody pro PowerDot

CZ: Materiál: plast **Návod k použití:** Před použitím si zamýšlenou oblast těla umyjte mýdlem nebo alkoholovým ubrouskem a řádně vysušte. Opatrně elektrodu odlepte z krytky a nalepte si ji na očištěnou kůži, po konci cvičení elektrodu nalepte zpátky na krytku. Vždy se přesvědčte, že je elektroda nalepena na těle celá a neodchlipuje se. Skladujte v chladném a suchém prostředí při teplotě pod 28°C. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.

Dovozce: Ingredi Europa s.r.o.